



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat KTG PHILIPS SERES 50XM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 60 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Przeznaczony do monitorowania matki i jej płodu (-ów),
 - **Umożliwia prowadzenie obserwacji i rejestracji:**
 - Częstości tętna płodu (także płodów bliźniaczych),
 - Aktywności skurczowej macicy,
 - Matczynej częstości tętna (MHR) oraz zapisu EKG,
 - Wysycenia tlenem krwi matki (SpO₂),
 - Profilu ruchów płodu (FMP),
 - Nieinwazyjnego pomiaru matczynej ciśnienia krwi,
 - Prowadzenie zapisu pulsoksymetrycznego płodu (FSpO₂),
- **Urządzenie wyposażone w moduły:**
 - 2 moduły głowicy US,
 - 1 moduł głowicy TOCO,
 - Moduł ciśnienia NiBP,
 - Moduł pulsu SPO₂,
- Wbudowana drukarka o szerokości papieru 15 cm,
- Wbudowane cyfrowe wyświetlacze numeryczne,
- **Możliwość wyboru menu w języku: niemiecki,**
- **Urządzenie umieszczone na mobilnym (4 kołowym stoliku - 2 koła hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Głowica TOCO - 1 szt.,
 - Głowica US - 2 szt.,
 - Skurczowy przycisk pacjenta,
 - Nowy czujnik SPO₂ z przedłużeniem,
 - Mankiet NiBP z przewodem powietrznym,
 - Elastyczne pasy do głowic - 2 szt.,
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 55 x 64 x 95 cm,
 - Stolika: 55 x 64 x 80 cm,
 - Górna szuflada stolika: 36.5 x 40 x 8 cm,
 - Dolna szuflada stolika: 36.5 x 40 x 8 cm,
- Waga całkowita: 40.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

