



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybierański
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa do znieczulenia tumescencyjnego NOUVAG AG DISPENSER DP 30 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Dispenser DP 30** to uniwersalna pompa używana do znieczulenia tumescencyjnego w procedurach endowaskularnych, liposukcji i innych,
- Intuicyjna w obsłudze,
- Wyposażona w metalowy statyw do zawieszenia butelki z płynem tumescencyjnym,
- Płynna, precyzyjna regulacja prędkości przepływu za pomocą potencjometru w zakresie 0 - 100%,
- Przełącznik nożny pozwala na włączenie i wyłączenie przepływu oraz kontrolę prędkości wydatku bez konieczności przerywania pracy,
- **Specyfikacja:**
 - Przepływ: 1 - 15 L/h,
 - Maksymalna ciśnienie: 2 bar,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Statyw o wysokości 38 cm do zawieszenia butelki z płynem tumescencyjnym,
 - Załącznik nożny NOUVAG Model VARIO,
 - Instrukcja obsługi w wielu językach (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 25.5 x 23 x 48 cm,
- Waga: 3.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

