



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do laseroterapii oraz terapii ultradźwiękowej BTL-5800SL COMBI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- **BTL-5800 SL** to wielofunkcyjny system do terapii ultradźwiękowej oraz laseroterapii zaprojektowany tak, aby spełniał wszystkie bieżące oraz przyszłe potrzeby terapeutyczne,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Niezależna terapia 2 pacjentów
 - Kolorowy ekran dotykowy,
 - Bogata baza gotowych programów terapeutycznych dla rehabilitacji, ortopedii, medycyny sportowej, stomatologii, ginekologii, laryngologii, dermatologii, neurologii, pediatrii, medycyny rodzinnej i wellness oraz encyklopedia terapii,
 - Własne programy terapeutyczne użytkownika,
 - Kartoteka pacjentów,
 - Jednoczesne podłączenie 2 głowic,
 - Monitorowanie jakości kontaktu głowicy z pacjentem na ekranie, sygnalizacja dźwiękowa,
 - Praca ciągła i impulsowa od 10 do 150 Hz, regulacja co 10 Hz,
 - Nastawienie współczynnika wypełnienia 5 - 100%,
 - Natężenie do 2W/cm² przy pracy ciągłej, do 3W/cm² przy pracy impulsowej,
 - Jednoczesne podłączenie 2 sond laserowych,
 - Szeroki wybór sond laserowych: czerwone 685nm/30-50mW, podczerwone 830nm/50-400mW,
 - Szeroki wybór sond prysznicowych (czerwone, podczerwone, łączone) do 1800mW,
 - Praca ciągła i impulsowa (0,1÷10000 Hz płynnie regulowana), wypełnienie 5-100%,
 - Regulacja mocy lasera 20-100%,
 - Przystawki zabiegowe dla stomatologii, laryngologii, ginekologii i urologii,
 - Identyfikacja, test i kontrola podłączonych akcesoriów,
 - Możliwość wyboru koloru obudowy,
 - Wielojęzyczne menu,
 - Regulacja głośności aparatu, kolorów, jaskrawości ekranu, wygaszacz ekranu, automatyczne wyłączenie,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, CS, DE, PL, ES, FR, IT, PT, RU, RO, TR, KO, NO, SE, HU, KZ, CN, VN,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- Mobilny, na podstawie jezdnej z podwójnymi kółkami, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Głowica ultradźwiękowa BTL,
 - Sonda do laseroterapii IR,
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Wymiary:
 - Aparatu: 22 x 21 x 40 cm,
 - Ogólne: 57 x 55 x 130 cm,
- Waga: 31 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiące na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

