



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor pacjenta/kardiomonitor GE DASH 4000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 11.1 V / 3.6 - Ah (**jeden w zestawie**) **możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Kardiomonitor GE Dash 4000** jest kompletnym przenośnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania przyłożkowego,
- Obsługa za pomocą pokręta nawigacyjnego TRIM KNOB, które ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
- Łatwy w użyciu interfejs,
- Wygodny uchwyt i wytrzymałą obudowę ułatwiają przenoszenie,
- Alarmy akustyczne,
- Jasne światło alarmowe przy łóżku pomaga natychmiast zlokalizować pacjenta w sytuacjach krytycznych,
- Lekka, trwała i ergonomiczna konstrukcja, zoptymalizowana pod kątem wymagającego transportu,
- Możliwość przewodowego lub bezprzewodowego podłączenia do sieci,
- Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10.6",
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, PL, RUS,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
  - **EKG - Przewód 3 - odprowadzeniowy,**
  - **SPO<sub>2</sub> - Czujnik klipsowy z przedłużką,**
  - **NiBP - mankiet z przedłużeniem przewodu powietrznego,**
- BP1/BP2 - **Brak czujników w zestawie - możliwość doposażenia za dopłatą),**
  - TEMP/CO - **Brak czujnika w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - 25 x 29.5 x 25.5 cm,
- Waga: 5.5 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

