



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa do znieczulania tumescencyjnego NOUVAG DISPENSER DP 20 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 20 VA,
- **DISPENSER DP 20** to uniwersalna pompa używana do znieczulenia tumescencyjnego w procedurach endowaskularnych, liposukcji i innych,
- Intuicyjna w obsłudze,
- Wyposażona w stabilny uchwyt oraz metalowy statyw do zawieszenia butelki z płynem tumescencyjnym,
- Płynna, precyzyjna regulacja prędkości przepływu za pomocą potencjometru w zakresie 0 - 100%,
- Przełącznik nożny Vario pozwala na włączenie, wyłączenie oraz regulację prędkości przepływu bez konieczności przerywania pracy,
- **Specyfikacja:**
  - Przepływ: 0 - 22 L / h,
  - Maksymalna ciśnienie: 2.5 bar,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku: EN, DE (PDF),
  - Statyw o wysokości 40 cm do zawieszenia butelki z płynem tumescencyjnym,
  - Przełącznik nożny Vario z przewodem o długości 250 cm,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Pompa ze statywem: 26,5 x 28 x 55 cm,
  - Załącznik nożny: 22 x 7.5 x 6 cm,
- Waga: 6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

