



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssак endoskopowy OLYMPUS KV-4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 VA,
- **OLYMPUS KV-4** nadaje się do wszystkich zabiegów endoskopowych,
- Płynna regulacja siły ssania,
- Posiada wbudowany manometr: od 0 do -1 bar,
- Maksymalne ciśnienie siły ssania : - 0,85 bar,
- Może być montowany na stacjach roboczych,
- Cicha praca,
- **W zestawie:**
 - Słój o pojemności 3000 ml,
 - Hydrofobowy filtr biologiczny,
 - Nowy dren do ssaka z kontrolą ssania - 180 cm,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 40 x 41 x 28 cm,
- Waga: 11.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

