



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak medyczny ATMOS C161 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 8.4 V / 6 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 45 VA,
- **SSAK ATMOS C161** funkcjonalny i komfortowy ssak medyczny do zastosowania domowego oraz szpitalnego,
- Model ssaka C 161 jest zasilany sieciowo oraz przez wbudowany akumulator, dzięki czemu idealnie sprawdza się w stacjonarnej opiece oraz terenie. Jego konstrukcja i niewielkie gabaryty pozwalają na komfortowe użytkowanie w małych pomieszczeniach lub przechowywanie na półkach o niewielkiej powierzchni,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Przepływ max. (L/min): 16/2,
 - Regulacja siły podciśnienia: Płynna regulacja do -80 kPa,
 - Zbiornik Serres o pojemności 1 l.,
- **Cechy:**
 - Łatwa obsługa,
 - Maksymalne bezpieczeństwo dzięki potrójnym zabezpieczeniom przeciw zalaniu urządzenia,
 - Niskie koszty eksploatacji,
 - Wysoka wydajność,
 - Cicha praca,
 - System monitorowania zawilgocenia,
 - Osłona panelu sterującego,
 - Wbudowana rączka do łatwego transportu,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zasilacz,
 - Zbiornik SERRES,
 - Dren do ssaka z kontrolą ssania o długości 180 cm,
- Wymiary całkowite: 25.5 x 18 x 25 cm,
- Waga: 3.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

