



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Urządzenie do liposukcji laserowej ALMA LIPOLIFT BEAUTIFILL (Powystawowy (demo))

- Nowe (powystawowe),
- **Realne zdjęcia produktu**,
- Produkcji niemieckiej, (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Łącząc optymalną długość fali 1470 nm z laserem o niskiej gęstości mocy, **BeautiFill** umożliwia bezpieczną, jednorodną i bardziej efektywną procedurę zapewniającą optymalne usuwanie tłuszczu przy minimalnym uszkodzeniu tkanki. Emitując energię w zakresie 360°, unikalna funkcja promieniowego włókna emisyjnego rozprawdza energię równomiernie na większym obszarze tkanki i zmniejsza intensywność energii, redukując w ten sposób potencjalne niekorzystne zdarzenia związane z laserem,
- Unikalny interfejs **BeautiFill** umożliwia lekarzom łatwe przejście przez tkankę w celu szybkiego i skutecznego usunięcia komórek tłuszczowych, jednocześnie kauteryzując naczynia krwionośne, aby zminimalizować krwawienie, obrzęk, krwiaki, obrzęki, zasinienia i wynikający z nich ból pooperacyjny i przestoje,
- Nadaje się do stosowania zarówno w prywatnych klinikach, jak i w szpitalach, **BeautiFill** zapewnia elastyczność i szybkość reakcji, których lekarze potrzebują do wykonywania zabiegów liposukcji o dowolnym zakresie. Powiązany sprzęt i kompletny zestaw akcesoriów są wygodnie zorganizowane w przenośnej jednostce typu plug-and-play,
- Wydajny system aspiracji **BeautiFill** składa się z trzech pomp o dużej mocy: pompy perystaltycznej do infiltracji tumescencyjnych mieszanin środków znieczulających i dwóch pomp aspiracyjnych do odsysania tłuszczu,
- **Zastosowanie:**
  - Przeszczep tłuszczu,
  - Liposukcja,
  - Kontury ciała,
  - Napinanie skóry,
- W zestawie:
  - **LIPOFLOW:**
    - Przewód zasilający,
    - Kaniula 30,
    - Kaniula 25,
    - Kaniula 15 - 3 szt.,
    - Mocowanie kaniul i światłowodu (rękojeść) - 2 szt.,
    - Szczotka do czyszczenia kaniuli - 2 szt.,
    - Filtr powietrza H.E.P.A - 0.3 microns - 2 szt.,
    - Wieszak duży - 1 szt.,
    - Wieszak mały - 1 szt.,
    - Mocowanie z uchwytem - 1 szt.,
    - Zbiornik z wkładem jednorazowym - 2 szt.,
    - Zbiornik na tłuszcz z wężykiem połączeniowym - 2 szt.,
    - Zestaw Face Fat Grafting - 2 szt.,
    - Slight Fiber HIR 400 um 1.0 with stopper - 2 szt.,
    - Fiber HIR 600 um with stopper - 2 szt.,
    - Uchwyt kaniuli - 1 szt.,
    - Wężyki połączeniowe zielone - 4 szt.,
    - Wężyki infiltration tubing - 2 szt.,
    - Wkłady jednorazowe do zbiornika - 6 szt.,
    - Wężyki połączeniowe - 2 szt.,
    - FOOT SWITCH - 1 szt.,
    - Przewód sieciowy - 1 szt.,
    - Instrukcja obsługi USB.,
  - **ALMA BEAUTIFULL:**
    - PULLBACK,
    - FOOT SWITCH,
    - PRZEWÓD SIECIOWY - 1 szt.,
    - KLUCZYK - 2 szt.,
    - BEZPIECZNIK ZAPASOWY - 2 szt.,
    - OKULARY OCHRONNE PACJENTA - 1 szt.,
    - OKULARY OCHRONNE OPERATORA - 1 szt.,
- Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,
- Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

