



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urządzenie do przeszczepu włosów VISION MEDICAL SMARTGRAFT (Powystawowy (demo))

- Nowe (powystawowe),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 770 VA,
- **SmartGraft** to zamknięty system do zabiegów przeszczepu włosów. Pozwala na pobranie, przechowywanie oraz nawilżenie włosów przed ich reimplantacją. Zabieg wykonywany jest bez skalpela i użycia szwów,
- Bardzo wydajna pompa oraz szeroki zestaw głowic zabiegowych pozwala na ekstrakcję włosów bez ich uszkodzenia. Przeżywalność włosów sięga 98%. SmartGraft wyposażony jest w system przeliczania pobranych włosów,
- SmartGraft to jedna z niewielu metod zagęszczania włosów, która zapewnia tak wysoki poziom bezpieczeństwa. Podczas zabiegu, lekarz ma do dyspozycji 2 typy igieł zabiegowych o różnych średnicach. Każda z nich jest wyposażona w specjalny separator, który nie pozwala na wprowadzenie igły w skórę głębiej niż na 1 milimetr. SmartGraft nie wymaga użycia skalpela, dzięki czemu nie tworzą się podłużne blizny na skórze. Jest to minimalnie inwazyjna procedura przeprowadzana w gabinecie, a nie skomplikowany zabieg,
- **Wskazania:**
 - Łysienie androgenowe u mężczyzn i kobiet,
 - Łysienie pourazowe,
 - Łysienie po oparzeniach,
 - Łysienie po napromienianiu,
 - Łysienie spowodowane stanami zapalnymi skóry,
 - Blizny pooperacyjne,
 - Uzupełnienie zabiegów rekonstrukcyjnych skóry owłosionej głowy,
 - Ubytki owłosienia w okolicy brwi, rzęs, wąsów i brody,
 - Rekonstrukcja owłosienia klatki piersiowej,
- **W zestawie:**
 - SmartGraft Cart (wózek),
 - Głowica,
 - Przewód do głowicy,
 - PTFE filter – 2 szt.,
 - Footswitch – 2 szt.
 - Igły – 5 szt.,
 - Zestaw zbiorników – 5 szt.,
 - Spryskiwacz – 1 szt.,
 - Pojemnik metalowy – 3 szt.,
 - Zestaw śrub do montażu wózka ,
 - Uchwyt na głowice (czarny),
 - Uchwyt na akcesoria (na ramieniu),
 - Zestaw śrub do uchwytu na akcesoria,
 - Końcówka do głowicy,
 - Przewód zasilający,
- Waga: 65.6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

