



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna EPPENDORF CENTRIFUGE 5702 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- **Centrifuge 5702** to niskooobrotowa wirówka laboratoryjna specjalnie zaprojektowana do użytku w laboratoriach zajmujących się hodowlą komórek i badaniami klinicznymi, pracujących z małą lub średnią ilością próbek,
- Przeznaczona do zastosowań standardowych,
- Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Cechy produktu:**
 - Kompaktowa budowa, dzięki której urządzenie mieści się na każdym stole laboratoryjnym,
 - Bardzo cicha praca,
 - Niewielka wysokość urządzenia umożliwiającą łatwe wkładanie i wyjmowanie próbek,
 - Zoptymalizowana do rozdziału komórek poprzez wirowanie w gradiencie,
 - Funkcja „At set RPM” uruchamia zegar po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej; w celu zapewnienia powtarzalności wirowania,
 - Blokada przycisków zapobiega niezamierzonemu przestawianiu parametrów,
 - Komora rotora wykonana ze stali nierdzewnej jest łatwa w czyszczeniu,
 - Elektroniczne rozpoznawanie niewyważenia zapewniające maksymalne bezpieczeństwo,
 - Automatyczny zamek pokrywy,
 - Regulacja czasu: 0,5 - 99 min. oraz wirowanie ciągłe,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maks RCF: 3 000 × g,
 - Prędkość maks.: 4400 rpm,
 - Pojemność maks.: 4 x 100 ml,
 - Poziom hałasu:
- **W zestawie:**
 - Rotor A-4-38,
 - 4 szt. - kosz okrągły 100 ml,
 - 4 szt. - adapter (do 2 probówek stożkowych 15 ml - 17.2 mm x 121 mm),
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 32 x 40 x 24/53 (z otwartą pokrywą) cm,
- Waga: 20 KG,
- Kat 05,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

