



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny SCHMITZ 111203 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na inną z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel **SHMITZ STAHLMÖBEL** służy do przeprowadzanie zabiegów ginekologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Manualna regulacja pochylenia oparcia pacjenta w zakresie: 42°,
  - Manualna dźwignia przełącznika funkcji pedału nożnego,
  - Elektryczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga w zakresie 38° za pomocą pedału nożnego,
  - Regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego w zakresie 75 – 100 cm,
  - Obustronne szyny przy siedzisku oraz przy oparciu pacjenta przystosowane do montażu dodatkowego osprzętu,
  - Obustronnie podkolanniki z możliwością regulacji wysokości w zakresie 50 cm,
  - Chowana misa pod siedzeniem pacjenta,
  - Chowane oparcie nóg wraz z podnóżkiem pacjenta,
  - Przewodowy pedał nożny góra / dół,
  - Uchwyt na rolkę papieru o wymiarach: 43 cm,
  - Wbudowane 2x gniazda pomocnicze do podłączenia dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy pedał nożny,
  - 2 szt. podkolanniki pacjenta z kośćmi mocującymi,
  - Miska na nieczystości,
- Wymiary:
  - Oparcie pacjenta: 52 x 80 x 5 cm,
  - Siedzisko: 53 x 32 x 5 cm,
  - Oparcie na nogi: 44 x 28,
  - Stopień na nogi: 43 x 26 cm,
  - Miska na nieczystości: 29.5 x 30 x 6.5 cm,
  - Całkowite: 115 x 55 x 75/100 cm,
- Waga: 200 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

