



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny SCHAEERER X-RAY NOVA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- **Nowa tapicerka (memory visco) z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja wysokości za pomocą manualnego sterownika nożnego w zakresie: 84 – 115 cm,
 - Pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga: 23° / 0° / 26°,
 - Przechył boczny: 60° / 0° / 60°,
 - Możliwość swobodnego obrotu segmentu górnego stołu w zakresie 360°,
 - **Zgięcie flex:**
 - Plecy 0° / 50°,
 - Siedzisko: 0° / 20°,
 - **Zgięcie reflex:**
 - Plecy: 0 / 16°,
 - Siedzisko: 0° / 24°,
 - Przechył segmentu nożnego: -90° / 0° / 18°,
 - Rozstaw zewnętrzny segmentu nożnego: 0 / 90°,
- Wymiary:
 - Zagłówek: 28 x 28 x 6 cm,
 - Górny segment pleców: 48 x 22 x 6 cm,
 - Główny segment oparcia: 48 x 78 x 6 cm,
 - Segment nożny: 22 x 76 x 6 cm,
 - Wymiary całkowite: 213 x 60 x 84/115 cm,
- Waga: 228 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

