



Głowa kamery OLYMPUS OTV-S7H 1D L08E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Głowice kamer **OLYMPUS OTV-S7** wysokiej jakości sprzęt medyczny, z którego codziennie korzystają lekarze na całym świecie, pomagając tysiącom pacjentów. Prezentowany model **OTV-S7H-1D-L08E** został stworzony przez firmę OLYMPUS z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- Głowica kamery **OTV-S7** wykorzystują rozdzielczość 1080i aby zapewnić ostry oraz dokładny obraz który jest niezbędny w zabiegach chirurgicznych,
- Wejście endoskopu: $\varnothing 45.2 \times 12.1$ mm,
- Dezynfekcja / sterylizacja:
 - Możliwość sterylizacji tlenkiem etylu,
 - Możliwość dezynfekcji w roztworze środka dezynfekującego,
- Wymiary:
 - Głowa kamery: $\varnothing 14 \times 45$ mm,
 - Długość kabla: 4 m,
- Waga: 0.4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

