



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Nerka medyczna (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Nerka metalowa jest to medyczna miska o kształcie nerkowatym, wielokrotnego użytku. Należy do podstawowego wyposażenia gabinetów medycznych, zespołu ratowniczego czy szpitali,
- Tacka nerkowata jest wyprodukowana z niezwykle odpornej stali nierdzewnej, niemagnetycznej o parametrach spełniających wysokie standardy jakościowe,
- **Specyfikacja:**
  - Wysoka jakość wykonania,
  - Niemagnetyczna stal nierdzewna,
  - Gładkie zakończenia krawędzi,
- Wymiary: 24 x 12 x 4.5 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

