



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Nerka medyczna (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Nerka metalowa jest to medyczna miska o kształcie nerkowatym, wielokrotnego użytku. Należy do podstawowego wyposażenia gabinetów medycznych, zespołu ratowniczego czy szpitali,
- Tacka nerkowata jest wyprodukowana z niezwykle odpornej stali nierdzewnej, niemagnetycznej o parametrach spełniających wysokie standardy jakościowe,
- **Specyfikacja:**
 - Wysoka jakość wykonania,
 - Niemagnetyczna stal nierdzewna,
 - Gładkie zakończenia krawędzi,
- Wymiary: 24 x 12 x 4.5 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

