



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Skrobaczka ginekologiczna sztywne (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Skrobaczka ginekologiczna posiadają tępo-sztywne ostrza, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń i podrażnień podczas zabiegów, jednocześnie zapewniając precyzyjne i skuteczne działanie,
- Ergonomiczny uchwyt gwarantuje pewny chwyt oraz kontrolę nad narzędziem, co przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów,
- **Realne zdjęcia produktu,**
 - Wyprodukowane z stali nierdzewnej,
 - Wykończenie satynowe,
 - Skrobaczka w całości autoklawowalna,
 - Długość szyjki: 19 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

