



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Torba transportowa PROGETTI AED - czarna (Produkt nowy)

- Nowa,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Torba transportowa **PROGETTI AED** przeznaczona do defibrylatora **DAE Rescue SAM,**
- Wyposażony w praktyczne kieszenie na akcesoria,
- Wytrzymałe oraz trwałe materiały,
- Wymiary: 30 x 30 x 5 cm,
- Waga: 0.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

