



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wziernik ginekologiczny (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Wziernik ginekologiczny znajduje swoje zastosowanie w różnego rodzaju zabiegach ginekologicznych oraz położniczych,
- Brak ostrych krawędzi zapobiega przypadkowym uszkodzeniom tkanek, a długa rączka umożliwia komfortowy oraz pewny chwyt,
- **Specyfikacja:**
 - Wyprodukowane z stali nierdzewnej,
 - Wykończenie satynowe,
 - Wymiary haka: 20 x 110 mm,
 - Wziernik w całości autoklawowalny,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

