



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Materac przeciwoodleżynowy MOBICLINIC QDC-303 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji hiszpańskiej, (2020 r.)
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Materac przeciwoodleżynowy bąbelkowy MOBICLINIC QDC-303 stanowi skuteczną profilaktykę oraz wspomaga leczenie odleżyn do I stopnia włącznie. Dzięki naprzemiennemu napełnianiu komór tzw. "efekt ciągłego ruchu", który zapewnia zmiany ucisku na poszczególne miejsca ciała, a także zapewnia ciągły masaż mięśni i poprawia przepływ krwi,
- Dzięki temu, materac jest doskonałym narzędziem do zapobiegania odleżynom. Zapewnia odciążenie newralgicznych, najbardziej narażonych na powstawanie odleżyn miejsc takich jak: pięty, łokcie, pośladki, łopatki, potylicy,
- **Cechy:**
 - Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
 - Cicha energooszczędna pompa - istotna informacja gdy pompa musi pracować przez cały czas, również w nocy
 - pompa jest wyposażona w haczyki pozwalające na pionowe umocowanie
 - Dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza - komfort temperatury,
 - Cykl pracy 6 minut,
 - Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres ciśnienia: 40 - 100 mmHg,
 - Przepływ powietrza: 7-8 l/min,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Pompy: 13.5 x 26.5 x 10 cm,
 - Materaca: 90 x 200 x 7 cm,
- Maksymalny udźwig materaca: 135 kg,
- Waga: 7 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



