



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-gastroskop PENTAX EG 2980K (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
  - Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
  - Głębina ostrości: 4 - 100 mm,
  - Średnica zewnętrzna: 9,8 mm,
  - Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
  - Długość robocza: 1050 mm,
  - Całkowita długość: 1360 mm,
  - Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/120°
  - Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 120°/120°,
- **W zestawie:**
  - Oryginalna walizka,
  - Pokrywka,
- Wymiary walizki: 62 x 42 x 14 cm,
- Waga: 4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

