



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop PENTAX EG 2980K (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
 - Maksymalny kąt pola widzenia: 140°,
 - Głębina ostrości: 4 - 100 mm,
 - Średnica zewnętrzna: 9,8 mm,
 - Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
 - Długość robocza: 1050 mm,
 - Całkowita długość: 1360 mm,
 - Max. Kąt zgięcia końcówki endoskopu w górę i w dół: 210°/120°
 - Max. Kąt zgięcia końcówki w prawo i lewo: 120°/120°,
- **W zestawie:**
 - Oryginalna walizka,
 - Pokrywka,
- Wymiary walizki: 62 x 42 x 14 cm,
- Waga: 4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

