



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-kolonoskop PENTAX EC-3885LK (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **Kolonoskop EC-3885LK** zapewniają doskonałe obrazowanie w wysokiej rozdzielczości w pełnej linii ekonomicznych sond o ergonomicznej konstrukcji i ustalonej jakości,
- Zawiera czujniki obrazowania o wysokiej rozdzielczości z jasnym oświetleniem, aby zapewnić efektywną klarowność obrazu i wyraźne szczegóły,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Długość robocza części wziernikowej: 1700 mm,
  - Średnica części roboczej: 12.8 mm,
  - Średnica kanału operacyjnego: 4.2 mm,
  - Kierunek widzenia: do przodu,
  - **Maksymalny kąt zgięcia końcówki:**
    - Góra: 180°,
    - Dół: 180°,
    - Prawo: 160°,
    - Lewo: 160°,
  - Kąt widzenia: 140°,
- **Kompatybilny z:**
  - EPK-700,
  - EPK-1000,
  - EPK-i,
  - EPK-i5000,
  - EPK-i7000,
- **W zestawie:**
  - Walizka Pentax,
  - Pokrywka,
- Wymiary: 16 x 59 x 43 cm,
- Waga: 4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

