



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna HETTICH EBA 20 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Hettich EBA 20** jest kompaktową wirówką przystosowaną do próbek o małej objętości,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Rotor wyposażony w 8 kielichów o wymiarach $\varnothing 1,8 \times 9$ cm,
 - Pojemność maksymalna: 8 x 15 mL,
 - Dopuszczalna wysokość próbki: 13,5 cm,
 - Blokada pokrywy zabezpiecza wirówkę przed przypadkowym otwarciem,
 - Do podstawy wirówki przymocowano sztyft do awaryjnego zwolnienia pokrywy w przypadku braku zasilania,
 - Cyfrowe wyświetlacze LED dla prędkości obrotowej, czasu wirowania oraz działania wirówki,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
 - Regulacja prędkości obrotowej w zakresie: 500 - 6000 obrotów / min (krok 100 obrotów),
 - Zakres czasu wirowania: 1 - 99 min (krok 1 min),
 - Możliwość krótkiego (< 1 min) wirowania dzięki przyciskowi uruchamiającemu wirówkę na czas jego przytrzymania,
 - Poziom hałasu: ≤ 54 dB,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 30 x 21 x 23 cm,
- Waga: 4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

