



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autorefraktometr GRAND SEIKO GR-2100 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej ekranu 5.6",
  - **Posiada następujące możliwości diagnostyczne:**
    - Tryby pomiaru: Auto / Manual / Szybki,
    - Opcja IOL,
    - VD pacjenta: 0, 10, 12, 13,5, 15 mm,
    - Sfera (SPH):  $\pm 25$  D,
    - Cylindry (CYL):  $\pm 10$  D,
    - Forma cylindrów: +/-mix,
    - Axis (Oś): od 1o do 180o,
    - Minimalna średnica źrenicy: 2.3 mm,
- Posiada wbudowaną drukarkę termiczną z automatycznym cięciem papieru, szerokość papieru 57 mm,
- Tryb oszczędzania energii: Wyłączony po 3, 5 lub 10 minutach,
- Manualna regulacja czaszy w dżojstiku w zakresie 38 mm,
- Ręczna regulacja podbródka w zakresie 60 mm,
- Port wyjściowy: RS232C, Video-out,
- Wymiary: 27 x 42 x 42.5 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

