



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybierański  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Cieplarka VWR INCU-Line IL23 (Powystawowy (demo))

- Demo (powystawowe),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji słoweńskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 160 W,
- Inkubator cyfrowy IL23 oferuje ekonomiczne oraz oszczędzające miejsce rozwiązanie dla zastosowań mikrobiologicznych lub hematologicznych,
- Możliwość swobodnego regulowania temperatury co 0.1 °C,
- Elementy grzejne wbudowane są w podstawę oraz ściany obudowy aby zapewnić stabilność oraz jednolitość utrzymywanie temperatury,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Fluktuacja temperatury:  $\pm 0.5$  °C,
  - Temperatura maksymalna: +37 °C,
  - Pojemność całkowita: 23 L.,
  - Obieg powietrza: naturalna konwekcja,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielsku (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - 2 szt. - mocowane półki o wymiarach: 28.5 x 28.5 cm,
- Wymiary:
  - Wewnętrzne: 29 x 29 x 27 cm,
  - Zewnętrzne: 34 x 36 x 40 cm,
- Waga: 12.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

