



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel operatora RINI URI-EL (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwedzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 2.9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów,** sterylne chirurgiczny **Rini** jest łatwy w użyciu, a regulacja wysokości odbywa się za pomocą obustronnego sterownika nożnego, aby zachować sterylne dłonie podczas zabiegów chirurgicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja wysokości za pomocą obustronnych sterowników nożnych w zakresie: 56 - 79 cm,
 - Manualna regulacja wysokości podłokietnika w zakresie 18 cm,
 - Manualnie regulowany wysuw podłokietnika w zakresie 32 cm,
 - Swobodnie regulowany oraz chowany stopień nóg,
 - Wbudowany hamulec nożny wraz z możliwością naprowadzania,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz z przewodem zasilającym,
- Wymiary:
 - Siedziska: 46 x 42 cm,
 - Oparcia: 35 x 29 cm,
 - Całkowite: 68 x 70 x 87/110 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 kg,
- Waga: 40 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

