



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Głowica liniowa PHILIPS L12-4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres częstotliwości: 4 - 12 MHz.,
 - Pole obrazowania: 34.5 mm.,
 - Obsługiwane tryby: B-Mode (2D), Color Doppler, M-Mode, XRES, SonoCT oraz obrazowanie harmoniczne,
 - Zastosowanie: Lung (płuc), MSK (układu mięśniowo-szkieletowego), Soft Tissue (tkanek miękkich), Superficial (powierzchniowe), Vascular (układu naczyniowego),
- Wymiary:
 - Długość przewodu: 2 m.,
- Waga: 0.4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

