



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/Kardiomonitor SPACELABS ULTRACARE SLP100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji finlandzkiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V / 3.2 Ah,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 80 VA,
 - **Specyfikacja techniczna:**
 - Rozdzielczość ekranu: 640 x 480 px,
 - Wbudowane przednie złącza:
 - EKG,
 - SPO₂,
 - NiBP,
 - Pokrętko nawigacyjne ułatwiające wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Wbudowany moduł gazowy CO₂,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN,**
 - **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Przewód EKG 3 – odprowadzeniowy,
- Przewód SPO₂,
 - Mankiet NiBP z przewodem powietrznym,
- Wymiary: 33 x 22 x 30 cm,
 - Waga: 11.2 kg,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

