



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna strzykawkowa FRESENIUS KABI INJECTOMAT MC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 5 nowych wbudowanych akumulatorów 6 V / 1.8 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 W,
- Pompa jednostrzykawkowa **FRESENIUS KABI INJECTOMAT MC** sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi,
- Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami różnych typów i objętości oraz różnych producentów,
- **Cechy:**
 - Wszechstronna pompa strzykawkowa z kalkulacją dawki,
 - Do prowadzenia leczenia farmakologicznego,
 - Zaawansowane funkcje, m.in. kalkulacja dawki w jednostkach masy, programowany bolus, dawka inicjująca,
 - Łatwa w użytkowaniu,
 - Intuicyjna obsługa,
 - Przejrzyste, interaktywne menu,
 - Wytrzymała i sprawdzona konstrukcja,
 - Biblioteka 19 leków,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres, szybkość dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h dla strzykawki 50/60 ml.,
 - Szybkość podawania dawki uderzeniowej BOLUS w zakresie 0,1-1200 ml/h dla strzykawki 50/60 ml.,
 - Tryby ciśnienia: dostępne 2 tryby: zmienny lub 3 wstępnie ustawione poziomy - od 100 do 900 mmHg, przyrost co 50 mmHg,
 - DPS System dynamicznego ciśnienia - DPS - ostrzega o zmianach ciśnienia. Można zatem przewidzieć ryzyko niedrożności lub możliwego wycieku w linii infuzyjnej,
 - System Anti-bolus: Znacznie zmniejsza bolus po zwolnieniu okluzji (maks. 0.2 ml),
 - Możliwość zmiany prędkości bez wstrzymywania infuzji oraz podania dawki uderzeniowej w dowolnym momencie infuzji z dowolną prędkością,
 - Niebieski, monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach 70 mm x 35 mm,
 - „Tryb nocny” z opcją przełączania między trybem noc - dzień ręcznie i automatycznie,
 - Możliwość programowania parametrów infuzji w różnych jednostkach z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu: mg/ng/kg/g/mmol/mU/U/kcal/mEq,
 - Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej,
 - Leki zawarte w bibliotece leków powiązane z parametrami infuzji, możliwość wyświetlania nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji,
- **Pompa obsługuje strzykawki:**
 - ASTRA ZENECA 50 ml.,
 - BD PERFUSOR 50 ml.,
 - BD PLASTIPAK 50/30/20/10/5 ml.,
 - BD PLASTIPAK 50 WWD 50/20 ml.,
 - BRAUN OMNIFIX 50 ml.,
 - BRAUN PERFUSOR 50/20 ml.,
 - CODAN 50/10 ml.,
 - DIDACTIC LINE 50 ml.,
 - DIDACTIC PERFUSION 50 ml.,
 - DISPOMED INFUSECT 50 ml.,
 - DISPOMED PERFUSECT 50 ml.,
 - FRESENIUS INJECTOMAT 50/10 ml.,
 - FRESENIUS P-SPRITILE 50 ml.,
 - ICOGAMMA PLUS 50 ml.,
 - SANPOL 50 ml.,
 - KABIFILL 50 ml.,
 - MAROOMED 50 ml.,
 - MOWOSECT 50/30/20/10/5 ml.,
 - PENTA 60/30/20/10 ml.,
 - PIC INDOLOR 50 ml.,
 - POLFA 50/20/5 ml.,
 - TERUMO 50/30/20/10/5 ml.,
 - TUTOJECT TYPET 50 ml.,
 - BRAUN OMNIFIX 30/20 ml.,
 - FRESENIUS MED.CARE 30/20 ml.,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, FR, EN, DE, NR, SE, DU, IT, ES, GR, RU, HU, CS, SK, TR, RU, PT, BR,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 13.5 x 34.5 x 17 cm,
- Waga: 2.1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

