



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa infuzyjna strzykawkowa FRESENIUS KABI TIVA (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 5 nowych wbudowany akumulatorów 6 V / 1.8 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 W,
- **Injectomat TIVA Agilia** jest strzykawką jednocanałową pompa dedykowana do znieczulenia,
- Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Proces użytkowania jest prosty i krótki dzięki przejrzystemu panelowi przedniemu, intuicyjne klawisze oraz piktogramy,
- Pompa wyposażona w systemy bezpieczeństwa gwarantują ciągle czuwanie oraz włączone alarmy w pełnej gotowości,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Zakres natężenia przepływu: 0,1-1200 ml/h (w zależności od pojemności strzykawki),
  - Dokładność natężenia przepływu:  $\pm 1\%$  na mechanizmie;  $\pm 2\%$  na strzykawkach,
  - Pojemność strzykawk: 5,10, 20, 30/35, 50/60 CC,
  - Tryby infuzji:
    - ml/godz.,
    - **Dawka:**
      - Jednostki dawki: ng/ $\mu$ g/mg/cal/kcal/U/kU/mmol/mol/Kmol/kg,
      - Jednostki czasu: 24h/h/min.
      - Ustawienie rozcieńczenia: X jednostek / ml lub X jednostek / Y ml.,
      - Objętość lub dawka/czas: 0,1-99,9 jednostek; 00:01 - 96:00,
      - Limit objętości: 0,1-999,9 ml.,
  - Funkcje TCI: Injectomat® TIVA Agilia to system znieczulenia dożylnego obejmujący modele farmakokinetyczne dla propofolu, remifentanylu, sufentanylu w osoczu lub w trybie efektu,
  - Bolus: Bolus ręczny: Szybkość: 50 -1200 ml/h; Przyrost o 50 ml/h. Zaprogramowany bolus (dawka lub objętość/czas): 0,1-99,9 jednostek / 0,1-1200 ml/czas, automatyczne obliczanie,
    - Etykietowanie leków: Wyświetlanie nazwy leku na podstawie listy 50 wstępnie ustawionych nazw leków,
    - Tryby ciśnienia: dostępne 2 tryby: zmienny lub 3 wstępnie ustawione poziomy - od 100 do 900 mmHg, przyrost co 50 mmHg,
    - DPS System dynamicznego ciśnienia - DPS - ostrzega o zmianach ciśnienia. Można zatem przewidzieć ryzyko niedrożności lub możliwego wycieku w linii infuzyjnej,
    - System Anti-bolus: Znacznie zmniejsza bolus po zwolnieniu okluzji (maks. 0,2 ml),
- **Pompa obsługuje strzykawki:**
  - ASTRA ZENECA 50 ml.,
  - BD PERFUSOR 50 ml.,
  - BD PLASTIPAK 50/30/20/10/5 ml.,
  - BD PLASTIPAK 50 WWD 50/20 ml.,
  - BRAUN OMNIFIX 50 ml.,
  - BRAUN PERFUSOR 50/20 ml.,
  - CODAN 50/10 ml.,
  - DIDACTIC LINE 50 ml.,
  - DIDACTIC PERFUSION 50 ml.,
  - DISPOMED INFUSECT 50 ml.,
  - DISPOMED PERFUSECT 50 ml.,
  - FRESENIUS INSECTOMAT 50/10 ml.,
  - FRESENIUS P-SPRITILE 50 ml.,
  - ICOGAMMA PLUS 50 ml.,
  - SANPOL 50 ml.,
  - KABIFILL 50 ml.,
  - MAROOMED 50 ml.,
  - MOWOSECT 50/30/20/10/5 ml.,
  - PENTA 60/30/20/10 ml.,
  - PIC INDOLOR 50 ml.,
  - POLFA 50/20/5 ml.,
  - TERUMO 50/30/20/10/5 ml.,
  - TUTOJECT TYPET 50 ml.,
  - FRESENIUS MED.CARE 30/20 ml.,
  - MONOJECT 30/20 ml.,
- **Możliwość wyboru menu w języku: FR, EN, DE, NR, SE, DU, IT, ES, GR, RU, HU, CS, SK, TR, PL, RU, PT, BR,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 13.5 x 34.5 x 17 cm,
- Waga: 2.1 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

