



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny MGE SAM 14 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 90 W,
- Ssak chirurgiczny **SAM 14** został zaprojektowany do cichej oraz wydajnej pracy poprzez bezolejową pompę membranową,
- Respirator **SAM 14** to najwyższej jakości ssak chirurgiczny, stworzony z myślą o dużych możliwościach dostosowania. **SAM 14** to urządzenie o wysokim przepływie i wysokiej próżni, idealne do stosowania na oddziałach ogólnych, pogotowia ratunkowego, mniejszych salach operacyjnych, intensywnej terapii, a także jako urządzenie zapasowe w szpitalach i klinikach stomatologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Przepływ powietrza: 30l / min.,
 - Próżnia: Od 0 do 0.85 bar / od 0 do 650 mmHg,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. - słoje 2 l. SERRS,
 - 2 szt.- jednorazowy wkład do słoju,
 - 2 szt. - filtr biologiczne,
- Wymiary: 44 x 24 x 74 cm,
- Waga: 10 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

