



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół diagnostyczno-zabiegowy K.H DEWERT (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym,**
- Stół **K.H DEWERT** służy do przeprowadzania badań diagnostyczno - zabiegowych,
- Solidna i trwała konstrukcja zapewnia komfort korzystania oraz swobodną regulację wysokości za pomocą elektrycznego sterownika nożnego,
- Możliwość manualnej regulacji zagłówka,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 59 - 93 cm,
  - Manualna regulacja zagłówka w zakresie: 0 / 32°,
  - Wieszak na papier,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Wieszak na papier,
  - Sterownik nożny,
- **Wymiary:**
  - Całkowite: 68 x 196 x 59/93 cm,
  - Zagłówek: 68 x 58 cm,
  - Leże: 68 x 138 cm,
- Maksymalny udźwig: 225 KG,
- Waga: 75 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

