



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny FAMED ŻYWIEC SU-02.0 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Famed Żywiec SU-02.0** przeznaczony jest do wspomagania pacjenta podczas wykonywania zabiegów i operacji. Stół wraz z odpowiednim wyposażeniem może być wykorzystywany do zabiegów chirurgii ogólnej, naczyniowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, endoskopii, laparoskopii, okulistyki, chirurgii urazowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii plastycznej i innych,
- 6 - segmentowy,
- Przystosowany do ramienia C,
- Posiada przezierność X-Ray,
- Wykonany z nierdzewnej stali kwasoodpornej,
- Wyposażony w szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Podstawa jezdna wyposażona w kółka antystatyczne oraz hamulec centralny,
- **Regulowany manualnie w wielu płaszczyznach:**
  - Wysokość leża w zakresie: 75-100 cm,
  - Pozycja anty-Trendelenburga: 25°,
  - Pozycja Trendelenburga: 30°,
  - Przechył boczny w zakresie: ± 25°,
  - Kąt oparcia w zakresie: od -40° do +70°,
  - Kąt zagłówka: od -26° do +37°,
  - Kąt podniesienia ławki nerkowej: 110 °,
  - Kąt podnóżka w zakresie: od -90° do +15°,
  - Kąt odchylenia podnóżka: 90°,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Korba,
- Wymiary:
  - Ogólne: 202 x 77 x 75/100 cm,
  - Leża: 200 x 50 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 kg,
- Waga: 205 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

