



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Parownik środków wziewnych DRAGER D-VAPOR 3000 (Desofluran/Desoflurane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie podtrzymujące pamięć: poprzez 1 nową wbudowaną baterie 6 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 3.00,
- **D-Vapor 3000** to parownik anestetyczny przeznaczony do użytku z aparatami do znieczulenia firmy Drager,
- Służy do waporyzacji desfluranu, silnego wziewnego środka znieczulającego,
- **D-Vapor 3000** to precyzyjny i niezawodny parownik, który oferuje wiele funkcji poprawiających bezpieczeństwo i łatwość użytkowania,
- **Cechy:**
 - Objętość parownika wynosi 300 ml, dzięki czemu całą zawartość standardowej butelki ze środkiem znieczulającym o pojemności 240 ml można wlać do parownika, nawet wtedy, gdy wewnątrz pozostaje anestetyk od poprzedniego napełnienia,
 - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji, ponieważ zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
 - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych, co oznacza wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres przepływu: Od 0.2 do 15.00 (L/min),
 - Możliwość regulacji stężenia desofluranu w zakresie 2 - 18 %,
 - Typ wlewu: Drager Fill,
 - **W danym parowniku zastosowano mocowanie Drager DW - 2000,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 11 x 26 x 26 cm,
- Waga: 6.4 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

