



Parownik środków wziewnych DRAGER VAPOR 19.3 (Sevofluran/Sevoflurane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Vaopor 19.3** to parownik anestetyczny, pozwala na skuteczne i oszczędne podawanie środka wziewnego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Objętość parownika: max 200 ml,
 - Temperatura pracy: 15° C - 35° C,
 - Płynna regulacja stężenia anestetyku,
 - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji. Zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
 - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych. Oznacza to wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
 - W danym parowniku zastosowano mocowanie Dräger (DW-2000),
 - Typ wlewu: Funnel Fill,
- Wymiary: 10 x 17 x 24 cm,
- Waga: 8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

