



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna ERBE ICC-200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Płynna regulacja mocy,
 - Cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy,
 - Foliowany, dotykowy panel sterowania,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - ENDO-CUT,
 - Autocięcie - max. 200 W,
 - Autokoagulacja - max. 120 W,
 - Dostępne tryby koagulacji: SOFT, FORCED, BIPOLAR,
- **Wyposażenie:**
 - Nowy przewód elektrody bipolarnej BOWA 4,5 m (**możliwość doposażenia za dopłatą w szczypce bipolarne**),
 - Nowy przewód elektrody neutralnej BOWA 4,5 m do elektrod jednorazowego użytku (**możliwość doposażenia w elektrodę za dodatkową opłatą**),
 - Nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem BOWA (**trzonek 4 mm**),
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 28 x 38 x 15 cm,
- Waga: 8.4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

