



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop LEISEGANG 1H (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Regulacja dioptrii: Od - 6D do + 6D,
 - Swobodna regulacja rozstawu okularu,
 - Płynna regulacja natężenia światła,
 - Swobodna regulacja 2-segmentowego ramienia na boki oraz kolposkopu w zakresie pionowego nachylenia,
 - Możliwość mocowania ściennego,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 134 x 71 cm,
- Waga: 11.5 KG,
- Kat 05,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

