



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa infuzyjna (strzykawkowa) ASCOR SEP 21S (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowe wbudowane akumulatory: 16 x NiMH,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 VA,
- Moc: 10 VA,
- **Ascor SEP 21S** jest strzykawkową, dwukanałową pompą infuzyjną przeznaczoną do precyzyjnego dozowania płynów infuzyjnych oraz leków,
- **Cechy produktu:**
  - Możliwość stosowania dwóch strzykawkę jednocześnie,
  - Stały ruch strzykawki zapewnia stalowa śruba napędzana silnikiem krokowym sterowanym przez mikroprocesor,
  - Funkcja BOLUS umożliwi wielokrotne, szybkie wstrzykiwanie wstępnych dawek uderzeniowych o ściśle określonej objętości w dowolnym momencie infuzji,
  - Urządzenie kompatybilne z wieloma rodzajami strzykawkę jednorazowych,
  - **Obsługiwane strzykawki:**
    - 10 ml - B. BRAUN, BOGMARK, CODAN/ONCE, ERG, MONOJECT, TERUMO,
    - 20 ml - B. BRAUN, BD PLASTIPAK, BOGMARK, CODAN/ONCE, ERG, MONOJECT, POLFA LUBLIN,
    - 30 ml - B. BRAUN, BD PLASTIPAK, CODAN/ONCE,
    - 50 ML - BD PERFUSION, BD PLASTIPAK, OMNIFIX, B. BRAUN PROINJECT, CODAN/ONCE, DISPOMED, DISPOMED-P, IVAC, JANPOL, MONOJECT, POLFA BOLESŁAWIEC, POLFA LUBLIN, TERUMO,
    - 50/60 ML - DISPOMED, POLFA BOL.,
  - Specjalnie wbudowany program po włączeniu pompy przeprowadza autotesty sprawdzające każdy element i funkcję w poszukiwaniu oznak awarii,
  - Alarmy wizualne i dźwiękowe z opcją wyciszenia,
  - Stały monitoring procesora za pomocą układu „watch - dog”,
  - Regulacja jasności wyświetlacza,
  - 2 panele sterowania z podświetlanymi wyświetlaczami LCD o przekątnej 2,5" dla kontroli pracy każdej ze strzykawkę,
  - Panele sterowania łatwe do utrzymania w czystości dzięki foliowaniu,
  - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
  - Menu pompy w języku polskim,
  - Wbudowany akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę pompy w przypadku utraty zasilania lub transportu pacjenta,
  - Obudowa bez wystających pokręteł i przycisków na przednim panelu ułatwia konserwację i dezynfekcję,
- **Specyfikacja:**
  - Podstawowe prędkości infuzji dla strzykawki o objętości:
    - 50 / 60 ml: 0,1 - 500 ml / h,
    - 30 ml: 0,1 - 300 ml / h,
    - 20 ml: 0,1 - 250 ml / h,
    - 10 ml: 0,2 - 150 ml / h,
  - Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus):
    - 1000 ml / h dla strzykawki 50 ml,
    - 600 ml / h dla strzykawki 30 ml,
    - 500 ml / h dla strzykawki 20 ml,
    - 300 ml / h dla strzykawki 10 ml,
  - Zakres objętości infuzji: 0,1 - 999 ml,
  - Dawka podtrzymująca KVO: 0 - 5 ml / h,
  - Zakres czasu infuzji: 1 min - 99 h 59 min 59 s (w jednoczasowych krokach),
  - Dokładność infuzji: 3% lub 6 ml,
  - Ciśnienie okluzji:
    - Niskie: 450 mm Hg ± 150 mm Hg,
    - Średnie: 675 mm Hg ± 150 mm Hg,
    - Wysokie: 900 mm Hg ± 200 mm Hg,
  - Wyświetlacz:
    - 16 - znakowy alfanumeryczny LCD,
    - Matryca: 5 x 7 punktów,
- **W zestawie:**
  - Uchwyt do zawieszenia,
  - Uchwyt ze śrubą zaciskową do mocowania na szynie, np. statywu lub łóżka,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 30 x 14.5 x 24 cm,
- Waga: 4.6 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

