



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Auto refraktometr - keratometr NIDEK ARK-900S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Zalety:**
 - Niezawodność,
 - Efektywność,
 - Dokładność i informatywność,
 - Łatwość obsługi,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres pomiarowy Sph: -30.00 / +25.00 D (VD + 12 mm.),
 - Oś: 180°,
 - Krok pomiarowy: 0.25D, 0.12 D, 0.01 D,
 - Minimalna średnica źrenicy: 2 mm.,
 - Odległość wierzchołkowa: 10.5 / 12 / 13.75 / 15 / 16.5 mm,
 - Odległość robocza: 35 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27 x 44 x 44 cm,
- Waga: 18 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



