



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa zabiegowo - operacyjna KLS MARTIN ML 301 (ścienna) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 75 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Natężenie światła: 40.000 Luxów,
 - Średnica oświetlanego pola: 180 mm,
 - Czasza wyposażona w żarówkę halogenową 12 V / 50 W,
 - Lampa osadzona na dwuczłonowym ramieniu o łącznej długości 135 cm,
 - Możliwość regulacji położenia czaszy w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej w zakresie 360°,
 - Możliwość swobodnej regulacji wysokości,
 - Wbudowany uchwyt ręczny do swobodnego sterowania lampą,
- Wymiary:
 - Ø czaszy: 34 cm,
 - Średnica odbłyśnika: 27.5 cm,
 - Całkowite (lampa złożona): 115 x 80 x 20 cm,
- Waga całkowita: 8.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

