



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa zabiegowo - operacyjna KLS MARTIN ML 301 (ścienna) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 75 VA,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Natężenie światła: 40.000 Luxów,
  - Średnica oświetlanego pola: 180 mm,
  - Czasza wyposażona w żarówkę halogenową 12 V / 50 W,
  - Lampa osadzona na dwuczłonowym ramieniu o łącznej długości 135 cm,
  - Możliwość regulacji położenia czaszy w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej w zakresie 360°,
  - Możliwość swobodnej regulacji wysokości,
  - Wbudowany uchwyt ręczny do swobodnego sterowania lampą,
- Wymiary:
  - Ø czaszy: 34 cm,
  - Średnica odbłyśnika: 27.5 cm,
  - Całkowite (lampa złożona): 115 x 80 x 20 cm,
- Waga całkowita: 8.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
  - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

