



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół operacyjny MEDIFA MAT 5000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2012 r.),
- **MEDIFA MAT 5000** przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej. Wszystkie elementy metalowe narażone na działanie czynników zewnętrznych wykonane są ze stali kwasoodpornej. Zmiana wysokości blatu jest możliwa dzięki siłownikowi hydraulicznemu i pompie nożnej i realizowana jest za pomocą załącznika nożnego. Podstawa stołu jest mobilna, z centralną blokadą kół i funkcją pozycjonowania stołu uruchamianą załącznikiem nożnym. Zmiana kąta oparcia pleców, podnóżka, zagłówka oraz pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga jest możliwa dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą, uruchamianych dźwigniami umieszczonymi w dogodnych dla operatora miejscach. Przechyły boczne realizowane są za pomocą korby umieszczonej z boku, pod segmentem siedzenia. Segmenty blatu są przenikalne dla promieni RTG i umożliwiają wykonywanie zdjęć oraz monitorowanie ramieniem C. Ograniczeniem obszaru monitorowania jest szerokość kolumny stołu. Materace stołu są bezszwowe o ergonomicznym kształcie, przeziernie dla promieniowania RTG,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- 4 - segmentowy,
- **Regulowany manualnie w wielu płaszczyznach:**
  - Wysokość w zakresie: 74 - 99 cm,
  - Kąt zagłówka w zakresie: od -45° do +45°,
  - Kąt oparcia pleców w zakresie od -40° do +70°,
  - Przechył boczny: ±20°,
  - Pozycja Trendelenburga: 30°,
  - Pozycja anti-Trendelenburga: 30°,
  - Sekcja nóg w zakresie: od -90° do +25°,
- **Posiada:**
  - Przezierność X-Ray,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
  - Mobilny z hamulcem,
- **Wymiary:**
  - Podstawa: 60 x 100 cm,
  - Leża: 54 x 205 cm,
  - Zagłówek: 50 x 30 cm,
  - Oparcie pleców: 54 x 62 cm,
  - Siedzisko: 54 x 43 cm,
  - Oparcie nóg: 54 x 63 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 130 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

