



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Defibrylator MEDTRONIC BIPHASIC LIFEPAK 12 (Kat 79) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 12 V / 1.2 Ah (**jeden nowy w zestawie, możliwość doposażenia w drugi nowy za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 W,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, FR, DE, ES, SE, IT, FI, DU, PL, PT, DE, NR,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- Wbudowana drukarka na papier o szerokości: 11 cm,
- Wyposażony w uchwyt do przenoszenia,
- **Funkcje:**
  - SYNC - Synchronizacja - Kardiowersja,
  - ADVISORY - INFO (doradztwo) - Uruchamia system ciągłego nadzoru pacjenta (CPSS),
  - ANALYZE - ANALIZUJ - Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System),
  - PACER - Stymulator - Uruchamia funkcję stymulacji,
- **Wyposażony w następujące moduły z okablowaniem i czujnikami:**
  - EKG - Przewód 10 - odprowadzeniowy,
  - Mankiet NiBP,
  - Czujnik SPO<sub>2</sub>,
  - Tester TEST LOAD,
  - Przewód QUICK COMBO,
- **Defibrylator wyposażony w dedykowaną torbę z bocznymi kieszeniami do transportu niezbędnego oprzyrządowania,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażenia defibrylatora w:**
  - Zewnętrzną ładowarkę firmy AD Elektronik widoczną na ostatnim zdjęciu,
  - Dodatkowy akumulator,
  - Łyżki twarde,
- Wymiary całkowite: 60 x 20 x 33 cm,
- Waga: 10 kg,
- Kat 79,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

