



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Nakładki pediatryczne PHYSIO-CONTROL do defibrylatora LIFEPAK 9/10/11/12/15 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- **Specyfikacja:**
  - Przystosowane do defibrylatorów Lifepak 9, 10, 11, 12, 15,
  - Do stosowania u pacjentów, których klatka piersiowa nie pomieści elektrod dla dorosłych oraz u ważących mniej niż 10 kg,
  - Łatwy montaż,
- **W skład zestawu wchodzi para nakładek,**
- Wymiary:
  - Ogólne: 14.5 x 9 x 6 cm,
  - Części stykowej: 5.5 x 3.5 cm,
- Waga: 0.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

