



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Nakładki pediatryczne PHYSIO-CONTROL do defibrylatora LIFEPAK 9/10/11/12/15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- **Specyfikacja:**
 - Przystosowane do defibrylatorów Lifepak 9, 10, 11, 12, 15,
 - Do stosowania u pacjentów, których klatka piersiowa nie pomieści elektrod dla dorosłych oraz u ważących mniej niż 10 kg,
 - Łatwy montaż,
- **W skład zestawu wchodzi para nakładek,**
- Wymiary:
 - Ogólne: 14.5 x 9 x 6 cm,
 - Części stykowej: 5.5 x 3.5 cm,
- Waga: 0.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

