



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Respirator karetkowy DRAGER OXYLOG 2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 12 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 1000 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Wbudowany manometr: -10 do 80 mbar,
  - Częstotliwość wentylacji (Freq): 0 - 40 1/min,
  - Objętość oddechowa (Vt): 0,1 - 1,5 L,
  - Stosunek czasu wdechu i wydechu (Ti:Te): 1:3 / 1:2 / 1:1,5 / 1:1 / 2:1,
  - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax): 20 - 80 mbar,
  - Ciśnienie przy końcu wydechu (PEEP): 0 - 15 mbar,
  - Przełącznik trybu wentylacji: SIMV/CPAP lub IPPV/SIPPV,
  - Przełącznik mieszania: 100% O<sub>2</sub> lub 60% O<sub>2</sub>,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Zasilacz sieciowy,
  - Wąż tlenowy zasilający z końcówką do wyboru (DIN lub AGA),
  - Zawór przepływu powietrza,
  - Wąż O<sub>2</sub>,
  - **Możliwość doposażenia za dodatkową opłatą:**
    - Zawór oddechowy (zastawka), czujnik przepływu, złącze kątowe,
    - Zestaw przewodów oddechowych pacjenta,
    - Butle tlenową 2 L.,
    - Reduktor tlenowy,
- Wymiary: 21.5 x 21 x 17 cm,
- Waga: 7.1 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

