



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Respirator karetkowy DRAGER OXYLOG 2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 12 / 30 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 1000 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wbudowany manometr: -10 do 80 mbar,
 - Częstotliwość wentylacji (Freq): 0 - 40 1/min,
 - Objętość oddechowa (Vt): 0,1 - 1,5 L,
 - Stosunek czasu wdechu i wydechu (Ti:Te): 1:3 / 1:2 / 1:1,5 / 1:1 / 2:1,
 - Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax): 20 - 80 mbar,
 - Ciśnienie przy końcu wydechu (PEEP): 0 - 15 mbar,
 - Przełącznik trybu wentylacji: SIMV/CPAP lub IPPV/SIPPV,
 - Przełącznik mieszania: 100% O₂ lub 60% O₂,
- **Oprzędkowanie umieszczone w dedykowanym mocowaniu karetkowym wraz z uchwytem,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Zasilacz sieciowy z adapterem samochodowym,
 - Wąż tlenowy zasilający z końcówką do wyboru (DIN lub AGA),
 - Zawór oddechowy (zastawka), czujnik przepływu, złącze kątowe,
 - Zestaw przewodów oddechowych,
 - Zawór przepływu powietrza,
 - Wąż O₂,
 - **Możliwość doposażenia za dodatkową opłatą w butle tlenową 2 L. oraz reduktor tlenowy,**
- Wymiary całkowite: 50 x 27 x 53 cm,
- Waga: 11.5 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

