



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Spirometr CAREFUSION MICROLAB (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 8.4 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Przenośny spirometr **MicroLab CAREFUSION** wyposażony został w wysokiej jakości ekran dotykowy oraz szybką i cichą drukarkę,
- Dzięki zastosowaniu czytelnych ikon (odpowiadających dostępnym funkcjom) i rysika lub opcjonalnie myszki obsługa spirometru jest wyjątkowo prosta,
- Unikalna kontekstowa pomoc dostępna po wciśnięciu jednego klawisza wyjaśnia działanie wszystkich funkcji spirometru,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Oprogramowanie: V3.05,
 - Pamięć: 2000 testów (testy pętli przepływu/objętości, krzywe objętości/czasu),
 - Wpisywane dane: imię /nazwisko / numer ID / wiek / waga / wzrost / płeć,
 - Wyświetlacz: 1/4 VGA kolorowy LCD,
 - Działanie na baterii przez 30 godzin na pełnym ładowaniu,
- **Właściwości:**
 - Niezawodna turbina - dokładne wyniki szczególnie przy niskich przepływach,
 - Kontrola poprawności wykonania badania,
 - Porównanie wyników z wartościami należnymi,
 - Dostarczany w estetycznej walizce wraz z akcesoriami,
 - Wiek płuc i interpretacja według Enright'a, ATS lub BTS,
 - Pamięć na 2000 badań,
 - 41 parametrów mierzonych, spirometria wdechowa i wydechowa, natężona i swobodna,
 - Obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI) i skala duszności,
 - Wbudowana drukarka o wysokiej rozdzielczości pozwala na wydruk krzywych przepływ/objętość i objętość/czas,
 - Testy po podaniu leku rozszerzającego oskrzela i/lub steroidu,
 - Nie wymaga kalibracji,
- **Możliwość wyboru menu w języku: AR, AU, BE, BR, CA, CHIL, CN, FR, IT, JP, MEX, DE, NZ, PY, PL, PT, RU, ES, SE, CH, TAI, EN,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz,
 - Turbina,
 - Głowica,
 - Przewód RS232,
 - Dedykowana walizka do transportu oprzyrządowania,
- Wymiary:
 - Spirometru: 12 x 25.5 x 2.5 cm,
 - Całkowite: 40 x 30 x 10 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

