



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stacja dokująca do 8 pomp B.BRAUN 8713140 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator NiMH 4.8V / 1.9Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Posiada wygodny uchwyt do przemieszczania,
- Posiada miejsce montażowe do uchwytu za pomocą którego możliwy jest montaż na statywie, (Brak uchwytu w zestawie),
- **Możliwość doposażenia stacji w pompy infuzyjne (strzykawkowe) B.BRAUN PERFUSOR SPACE (za dodatkową opłatą),**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 16 x 28 x 72 cm,
- Waga: 9 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

