



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop BAKMED. PF-222.4 (z podstawką) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- Żarówka: 11 W (2 szt.),
- Przeglądarki zdjęć RTG zwane również negatoskopami, przeznaczone są do oceniania zdjęć RTG w salach operacyjnych, gabinetach lekarskich, izbach przyjęć, pracowniach rentgenowskich, gabinetach dentystycznych itp. Przystosowane są do pracy jako urządzenie stacjonarne (przymocowane do ściany) lub przenośne, do postawienia na stole,
- Luminacja ekranu: 3500nt (+/- 20%),
- Montowalna podstawka dolna do przeprowadzania stabilniejszego zakresu pracy,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32 x 38 x 8 cm,
- Waga: 3.2 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

